

RADIOLOGIA DIGITAL

Cefalométrica



❖ SINONÍMIA

Telerradiografia de perfil

❖ PROCEDIMENTO

O paciente é posicionado em norma lateral, mantendo a boca relaxada e os dentes devem estar em oclusão.

O sensor realizará um movimento de trás para frente. A aquisição da imagem é realizada da mesma forma que no aparelho da Panorâmica e (dessa forma) a imagem é transferida instantaneamente para o computador.

❖ INDICAÇÕES

Utilizada para tratamentos ortodônticos e cirurgias ortognáticas no qual são realizadas análises cefalométricas através de marcações de pontos padronizados (traçados) proporcionando uma avaliação mais apurada do padrão dento esquelético facial do paciente.

❖ CONTRA-INDICAÇÕES

Gravidez, principalmente no primeiro trimestre.

❖ LIMITAÇÕES

É necessário que o paciente fique imóvel durante a realização do exame.

Continua ➔



DATA X
odontologia diagnóstica

❖ **TEMPO DE AQUISIÇÃO DA IMAGEM**

Cerca de 40 segundos

❖ **TEMPO TOTAL DO EXAME**

2 minutos

❖ **PREPARO**

O paciente ao chegar à sala de exames não deve estar portando nenhum acessório na região de pescoço, cabeça e cavidade oral.

Exija seu avental plumbífero, que é cedido pela empresa. Caso haja necessidade de acompanhante, este também deverá utilizar o avental.



Recomendações ao paciente

- Escovar os dentes
- Evitar ingestão de líquidos e alimentos até 2 horas antes da moldagem
- Retirar brincos, piercings, gargantilhas e outros adornos dos cabelos, orelhas, cavidade oral e face
- Evitar vestuários que cubram a região alta do pescoço
- Evitar o uso de maquiagem
- Não usar roupas claras



DATA X
odontologia diagnóstica

www.clinicadatax.com.br